



Anweisungen für Golden Proportion Waxing Guide



Ein Golden Proportion Waxing Guide, der auf der Breite eines mittleren Schneidezahns basiert, kann zur Kois-Plattform hinzugefügt werden, um Zahnbreiten zu bewerten.



Die Kois-Plattform kann nach oben oder unten zur Inzisalkantenposition ausgerichtet werden, die gewünscht ist, um ideale Zahnängen zu erzeugen.




Sowohl Zahnängen als auch Zahnbreiten können jetzt hergestellt werden, um eine ideale Behandlung sowohl für die Ästhetik als auch für die Funktion zu erreichen.

Genauigkeitsgrad: innerhalb von 0,1 mm



Anweisungen für Golden Proportion Waxing Guide



Ein Golden Proportion Waxing Guide, der auf der Breite eines mittleren Schneidezahns basiert, kann zur Kois-Plattform hinzugefügt werden, um Zahnbreiten zu bewerten.



Die Kois-Plattform kann nach oben oder unten zur Inzisalkantenposition ausgerichtet werden, die gewünscht ist, um ideale Zahnängen zu erzeugen.



Sowohl Zahnängen als auch Zahnbreiten können jetzt hergestellt werden, um eine ideale Behandlung sowohl für die Ästhetik als auch für die Funktion zu erreichen.

Genauigkeitsgrad: innerhalb von 0,1 mm

